

# PRODUKTÜBERSICHT

## VenoTrain®


Produkt	Wirkung/Eignung	Eigenschaft	Ccl	Ausführungen/Hilfsmittelnummern Serienartikel			
<b>VenoTrain® micro</b>	Für die modebewusste Frau Ideal während der Schwangerschaft	Leichtes Tragegefühl durch hohen Mikrofaserteil	1	17.06.01.0048	17.06.03.0044	17.06.04.0047	17.06.04.0047
		Besonders hoher Tragekomfort In vielen Farben und Mustern	2	17.06.01.1104	17.06.03.1096	17.06.04.1080	17.06.04.1080
<b>VenoTrain® micro balance</b>	Für Menschen mit trockener und sensibler Haut	Mit hohem Mikrofaserteil und aktiven Pflegesubstanzen	1	17.06.01.0048	17.06.03.0044	17.06.04.0047	
		Reload-Emulsion für dauerhafte Pflegewirkung	2	17.06.01.1104	17.06.03.1096	17.06.04.1080	
<b>VenoTrain® look</b>	Für die Frau, die elegant-glänzende Optik bevorzugt Ideal während der Schwangerschaft	Leichte Transparenz	1	17.06.01.0069	17.06.03.0064	17.06.04.0067	17.06.04.0067
		Besondere Materialstruktur sorgt für dezenten Glanz	2	17.06.01.1140	17.06.03.1129	17.06.04.1119	17.06.04.1119
<b>VenoTrain® business</b>	Ideal für Reise und Business – für Sie und Ihn	Zeitlos elegante Ripptoptik	1	17.06.01.0086			
		Materialkombination aus Baumwolle und Tactel®	2	17.06.01.1206			
<b>VenoTrain® soft   soft S</b>	Festerer langzugelastischer Strumpf – für Sie und Ihn Spezialausführung soft S für überwiegend sitzende Menschen	Sanfte Massage durch vitalisierendes Material	1	17.06.01.0027	17.06.03.0022	17.06.04.0076	
		Soft S mit 90°-Ferse für mehr Komfort bei dauerhaft angewinkelter Fußsellung	2	17.06.01.1067	17.06.03.1061	17.06.04.1143	
<b>VenoTrain® impuls</b>	Kurzzugelastischer Strumpf für Menschen mit fortgeschrittenen Venenleiden und bei leichten lymphatischen Erkrankungen	Konstante Tiefenwirkung bereits bei geringer Muskelbewegung	2	17.06.01.1143	17.06.03.1132		
			3	17.06.01.2047	17.06.03.2042		
		Weich und atmungsaktiv durch Mikrofasern					
<b>VenoTrain® ulcertec</b>	Für die Therapie abgeheilter und aktiver venöser Ulzera Medizinische Wirksamkeit durch klinische Studie bewiesen	Aufeinander abgestimmte Kombination von Ober- und Unterstrumpf Einzigartiges Druckprofil für schnellere Abheilung bei hohem Patientenkomfort		<b>VenoTrain® ulcertec 39</b>   34–39 mmHg <b>VenoTrain® ulcertec 46</b>   40–46 mmHg (Set bestehend aus einem Oberstrumpf und zwei Unterstrümpfen) 17.06.08.1003			
				Unterstrumpf-Set   10/18 mmHg (Set bestehend aus drei Unterstrümpfen) 17.99.99.2024			

# VERSORGUNGSSYSTEMATIK

## VenoTrain®

BAUERFEIND.COM

Befund	keine sichtbaren Zeichen einer Venenerkrankung	Besenreiser retikuläre Varizen	Varikose drohende funktionelle Insuffizienz	Varikose mit Ödem funktionelle Insuffizienz	Varikose mit trophischen Hautveränderungen Atrophie blanche, Dermatoliposklerose	abgeheiltes Ulcus cruris venosum	florides Ulcus cruris venosum
CEAP-Klassifikation*	<b>C0</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>	<b>C6</b>
Beschwerden	geringgradige Beschwerden <b>phlebologischer Standardfall</b>				starke Beschwerden <b>phlebologischer Ernstfall</b>		



Kompressionsklassen	<b>Ccl 1</b> 18–21 mmHg	<b>Ccl 2</b> 23–32 mmHg	<b>Ccl 3</b> 34–46 mmHg
---------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



\* Partsch, H.: Klassifikation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1/2003  
 \*\* E. Rabe et al. Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1/2003