


MEDIZINISCHE HILFSMITTEL – MADE IN GERMANY
 BANDAGEN UND ORTHESEN
 KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
 EINLAGEN UND SCHUHE
 MESSTECHNOLOGIE

MEDIZINISCHE HILFSMITTEL – MADE IN GERMANY

Mit freundlicher Empfehlung von:



Rev. 2 - 07/13_39999242000000

Bauerfeind AG
 Triebeser Straße 16
 07937 Zeulenroda-Triebes
 Tel. +49 (0) 36628-66-35 00
 Fax +49 (0) 36628-66-39 99
 E-Mail info@bauerfeind.com

Österreich
 Bauerfeind Ges.m.b.H.
 Hainburger Straße 33
 A-1030 Wien
 Tel. +43 (0) 800 44 30 130
 Fax +43 (0) 800 44 30 131
 E-Mail info@bauerfeind.at


Schweiz
 Bauerfeind AG
 Vorderi Böde 5
 CH-5452 Oberrohrdorf
 Tel. +41 (0) 56 485 82 42
 Fax +41 (0) 56 485 82 59
 E-Mail info@bauerfeind.ch

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com



Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

*Einzeln wirksam.
 Zusammen unschlagbar.*



*Die optimale Kombination für ihre Beine & Füße –
 VenoTrain® sport und comfort sports. Kein früh-
 zeitiges Ermüden der Beine mehr. Entlastete Füße,
 Knie- und Hüftgelenke.*

Kompression für Ihre Beine ...

VenoTrain® sport

Ob Freizeit- oder Extremsportler, im freien Feld oder auf hartem Asphalt – mit seinem innovativen Gestrück steigert der VenoTrain® sport die Leistungsfähigkeit und unterstützt die Regeneration der Beine nach dem Sport.



optimaler Halt

- weiches breites Abschlussbündchen

Muskel-Aktiv-Zonen

- Sind der Wadenmuskulatur nachempfunden und unterstützen den Wadenmuskel bei extremer Belastung
- Passen sich durch stufenweisen Übergang optimal der Wade an

Weiches Gestrück mit rund 50% Microfaser:

- Angenehmes Tragegefühl durch Rippstruktur
- Hohe Atmungsaktivität
- Optimaler Feuchtigkeitstransport nach außen verhindert Blasenbildung

Fußsohle mit integrierten Silberionen


- wirkt antibakteriell und geruchshemmend



Optimaler Druck



Hoher Tragekomfort



Atmungsaktiv



Hautfreundliche Materialien – ausgezeichnet mit dem Öko-Tex Standard 100 Gütesiegel

... und Komfort für Ihre Füße.

GloboTec® comfort sports

Wer in seiner Freizeit aktiv ist, sucht meist nach professioneller Unterstützung.

Die Schuheinlage comfort sports ist ein perfekter Partner, denn...

... dank der PowerWave®-Technologie in der Deckschicht führt und unterstützt sie aktiv den Fuß beim Schrittablauf.

... die Füße werden gezielt und effektiv entlastet – egal bei welcher sportlichen Aktivität.

... durch moderate Gewölbeabstützungen gewöhnt sich der Anwender schnell an das Tragen der Einlage.

Entlasten Sie prophylaktisch Ihre Füße, Knie- und Hüftgelenke sowie Ihren Rücken und verbessern Sie gleichzeitig Ihre Körperhaltung. So können Sie einfach und dauerhaft Verletzungen vorbeugen und Ihre Leistungsfähigkeit steigern.



Bezug

Mit bakterienhemmenden Silberionen ausgestattet – für perfekte Fußhygiene.

Deckschicht


Mit **PowerWave®-Technologie** – für punktgenaues Führen, Stützen und Dämpfen.

Stabilisierungselement

Statischer und dynamischer Halt.

Unterbezug

Rutschfest – Entspricht optimal der Passform herkömmlicher Freizeitschuhe.



PowerWave®-Technologie

Die Funktionszonen im Detail


Dämpfen – Die weiche Komponente
Sensible Fußbereiche werden gedämpft – schonende Wirkung

Stützen – Die mittelfeste Komponente
Die Fußgewölbe werden gestützt und entlastet – aufrechte Körperhaltung

Führen – Die feste Komponente
Die Ferse wird beim Auftritt geführt – leitet aktiv den Schritt ein

Wirkung, die ankommt

Dank des vertikalen Aufbaus wirken die oben beschriebenen Materialeigenschaften exakt in vordefinierten Bereichen. Die verschiedenen Funktionszonen können somit ihre biomechanische Wirkung gezielt entfalten.



Die intelligente Verbindung

Der Fuß ist hochfunktional, 28 Knochen und 33 Gelenke wirken zusammen, um das Gewicht optimal zu verteilen. Störende Kanten sind da fehl am Platz! Die wellenförmige Verzahnung der Materialien schafft einen kantenfreien Übergang – Ihr Fuß spürt die Verbindung nicht!



Bakterienhemmend



Dünnes Material



100-130°C
Thermoplastisch verformbar



Vertikaler Aufbau