


1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 47916/2010/1 - TB36
3 Antragsteller (Name und Anschrift) 4851285 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) 4851285 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes
Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2010/10/04
	6 Datum und Nummer des Antrags 2010/03/17
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1090 00 0 Umsatzsteuersatz: 19%
8 Warenbeschreibung Sprunggelenkorthese, sog. MalleoLoc Stabilorthese, im Wesentlichen bestehend aus einer ca. 20 cm x 8 cm (H x B) großen, unter dem Fuß durchlaufenden, speziell zum Anpassen an das Sprunggelenk geformten, gepolsterten Kunststoffschale. Durch die drei an der Schale befindlichen verstellbaren Klettgurte und den thermisch verformbaren Kunststoff kann die Orthese anatomisch angepasst werden. Die Stabilorthese liegt eng am Fuß an und kann dadurch in Straßen- bzw. Sportschuhen getragen werden. Die Orthese bewirkt eine Stabilisierung gegen seitliche Umknickbewegungen des Fußes. Die propriozeptiven Einflüsse fördern die aktive Muskelstabilisierung des Sprunggelenkes. Sie dient der Ruhigstellung (Stabilisierung) des Sprunggelenks bei Verletzungen der Außenknöchelbänder, bei chronischer Bandinsuffizienz und bei Kapselbandzerrungen sowie der postoperative Rehabilitation. Sie ist zusammen mit einer Anleitung in einem bedruckten Karton verpackt. Die Ware wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen (einschließlich Verrenkungen und Gelenkverletzungen)" eingereiht.	
9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben	vertrauliche Daten
10 Begründung der Einreihung Rechtsvorschriften: AV 1 / AV 5 b) / AV 6 Erläuterungen: ErlKN Pos 9021 (HS) RZ 25.0 / ErlKN Pos 9021 (HS) RZ 26.0 / ErlKN Pos 9021 (NEH) RZ 07.0 / ErlKN Pos 9021 (NEH) RZ 08.0	
11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt: Beschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	
Ort Berlin Datum 04. Oktober 2010	Unterschrift Im Auftrag  (Schumann)

