

| | |
|--|--|
| 1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin | 2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 22589/2013/1 - TB36 |
| 3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes | 4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes |
| Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert. | 5 Datum der Erteilung 2013/08/02 |
| | 6 Datum und Nummer des Antrags 2013/04/15 |
| | 7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1010 00 1 Umsatzsteuersatz: 7% |

8 Warenbeschreibung

Hartrahmenorthese (Knieorthese), sog. SecuTec Genu, in den Ausführungen rechts und links und verschiedenen Größen erhältlich, Art.-Nr. 121 461*, in Form einer Warezusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus

1. einem anatomisch vorgeformten, patientenseitig gepolsterten Orthesenrahmen aus Metall, mit beidseitigen, durch Schaumstoffkissen abgepolsterten, einstellbaren Gelenken in Kniehöhe, die über einzusetzende Begrenzungskeile aus Metall in der Extension von 10° bis 45° (10°, 20°, 30°, 45°) bzw. in der Flexion von 0° bis 120° (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°) den Patientenbedürfnissen entsprechend eingestellt werden können. Die Orthese (charakterbestimmend in Bezug auf die Verwendung) wird mit fünf Klettverschlussbändern mit abnehmbarer Polsterung am Ober- und Unterschenkel des Patienten befestigt.;
2. insgesamt 26 Begrenzungskeile aus Metall, die mit je einer Gradzahl beschriftet sind, zum individuellen Einstellen der Gelenke,
3. einem Sechskantschlüssel,
4. sechs ovalen Polstern für die Gelenke, fünf länglichen Polstern für die Klettverschlussbänder, zwei U-förmigen Polstern für den Rahmen, zwei viereckigen Polstern sowie sechs verschiedenen langen Klettverschlussbändern zur weiteren Nutzung der Orthese bei Reinigung der Polster und Bänder und
5. einer textilen Spinnstofftasche mit Reißverschluss, Trageriemen und Firmenlogo zur Aufbewahrung der Orthese.

Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage.
 Die Ware dient hauptsächlich zum Stützen und Halten (Stabilisieren) des Kniegelenks unter einstellbarer Bewegungslimitierung bei Bandinstabilitäten und -verletzungen u. a. des vorderen und hinteren Kreuzbandes (ACL/PCL) bzw. des Seitenbandes, kann aber nach Bandplastiken/Bandoperationen verwendet werden.
 Die Bestandteile sind zusammen mit einer Gebrauchsanleitung in einem Karton verpackt.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.

vertrauliche Daten

9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben

11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung Kataloge Fotos Muster / Proben Sonstiges Stempel

Ort Berlin

Unterschrift Im Auftrag

Datum 02. August 2013

J. Schumann
 (Schumann)

