

# MASSBESTELLUNG

## GenuTrain®

Fax 0800-001-05 25

Patientenname \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**nur Kostenvoranschlag**

**Knie**

rechts  links

**Farbe**

titan  natur

**Extras**

Haftband\* (+5 cm zur Länge)

Anziehschlaufen\*

**Klettverschluss\***

oben\*\*  unten

**Angaben zum Patienten**

männlich  weiblich

adipös  muskulös

Alter \_\_\_\_\_ Körpergröße \_\_\_\_\_

\* aufpreispflichtig

\*\* nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

**Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.**

	Umfang	Länge
	f <sup>1</sup>	e-f <sup>1</sup>
	f	e-f
	e	e-d
	d	e-d
	c	e-c

**Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.**

f<sup>1</sup> Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Knie-  
 mitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f<sup>1</sup> größer als 47 cm ist,  
 dann unbedingt höher messen, mindestens bei e-f<sup>1</sup> = 17 cm.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies

c Wadenumfang: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der  
 Kniemitte (e) messen.

**Hinweise:**

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.  
 Der Abstand e-f<sup>1</sup> sollte nicht kürzer als der Abstand e-c sein.



Stempel

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

