

MASSBESTELLUNG

GenuTrain®

BAUERFEIND.COM

141


141

Kommission _____
 (z.B. Patientenname,
 Patienten Kürzel) _____

Fax Deutschland 0800 001 05 25
 Fax Österreich 0800 44 30 131
 Fax Schweiz 05 64 85 82 59

Kostenvoranschlag

Bestellung

	Umfang	Länge
	f ¹	e - f ¹
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c

Knie

rechts links

Farbe

titan natur

Extras

Haftband* (+5 cm zur Länge)

Anziehschlaufen*

Klettverschluss*

oben** unten

Angaben zum Patienten***

männlich weiblich

adipös muskulös

Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

***optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f¹ größer als 47 cm ist, dann unbedingt höher messen, mindestens bei e - f¹ = 17 cm.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte


d dünnste Stelle unterhalb des Knies

c Wadenumfang: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen. Der Abstand e - f¹ sollte nicht kürzer als der Abstand e - c sein.
- Ab einem Umfang von f¹ > 60 cm empfiehlt sich die Anbringung eines Noppenhaftbands.

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____