


MASSBESTELLUNG

GenuTrain® P3

BAUERFEIND.COM

Kommission _____
 (z.B. Patientenname, _____
 Patientenkürzel) _____

Fax Deutschland 0800 001 05 25
 Fax Österreich 0800 44 30 131
 Fax Schweiz 05 64 85 82 59



Kostenvoranschlag

Bestellung

Knie

- rechts links
- short (kurz)
 (Bandagenlänge Oberschenkel [e-f¹] = 18 cm
 Bandagenlänge Unterschenkel [e-b¹] = 15 cm)
- long (lang)
 (Bandagenlänge Oberschenkel [e-f¹] = 22 cm
 Bandagenlänge Unterschenkel [e-b¹] = 17 cm)

Farbe

- titan natur

Extras

- Haftband* (+5 cm zur Länge)

Sitz des Korrekturzuges

- Standard Abweichung

Angaben zum Patienten**

- männlich weiblich
 adipös muskulös

Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten
 ** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

- f¹ Oberschenkel
 short-Version (kurz): Den Umfang bei 18 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.
 long-Version (lang): Den Umfang bei 22 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.
- f Oberschenkelansatz
- e Kniemitte
- d dünnste Stelle unterhalb des Knies
- c Wadenumfang
 short-Version (kurz): Den Umfang bei max. 12 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.
 long-Version (lang): Den Umfang bei max. 14 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.
- b¹ Wadenumfang
 short-Version (kurz): Den Umfang bei 15 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.
 long-Version (lang): Den Umfang bei 17 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
- Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,70 m empfohlen.
- Bitte unbedingt immer den Sitz des Korrekturzuges angeben:
 - Standard (wie bei Serienanfertigung): Korrekturzügel liegt lateral (außen) am Patellarand.
 - Abweichung: Korrekturzügel liegt medial (innen) am Patellarand.
- Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich:
gilt für short- und long-Version
 f¹ (18 cm bzw. 22 cm oberhalb des Knies): mindestens 39 cm
 e (Kniemitte): mindestens 30 cm
 b¹ (15 cm bzw. 17 cm unterhalb des Knies): mindestens 28 cm
 f (9 cm bzw. 13 cm): mindestens 37 cm



Stempel _____

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____