

<p>1 Entscheidungsbeauftragte Zollbehörde</p> <p>Hauptzollamt Hannover Waterloost. 5 30169 Hannover</p>	<p>2 Referenznummer der VZTA-Entscheidung</p> <p>DEBT-28328/17-1</p>
<p>3 Inhaber</p> <p>DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes</p>	<p>4 Beginn der Gültigkeit der Entscheidung</p> <p>2018/07/16</p> <p>Ende der Gültigkeit der Entscheidung</p> <p>2021/07/15</p> <p>Enddatum der erweiterten Verwendung</p> <p>Menge</p> <p>Grund der Ungültigkeit</p>
<p>Wichtige Hinweise</p> <p>Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 34 Absätze 1, 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates bleibt diese VZTA vom Beginn der Gültigkeitsdauer an gerechnet drei Jahre gültig. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Europäischen Kommission für Zwecke der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/2447 der Kommission [IA-1-2-20] gespeichert, und die VZTA-Daten, einschließlich etwaiger Lichtbilder, Abbildungen, Produktinformationen usw., jedoch ohne die Angaben in den Feldern 3 und 8, können der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden.</p> <p>Der Inhaber hat das Recht, einen Rechtsbehelf gegen die VZTA einzulegen.</p>	<p>5 Datum und Registriernummer des Antrags</p> <p>2017/12/05</p> <p>6 Warennummer</p> <p>9021 1090 ** ***** ****</p>
<p>7 Warenbezeichnung</p> <p>Handgelenkorthese, in Form einer insgesamt ca. 27,5 cm langen Vorrichtung aus unelastischen Spinnstoffen für den Unterarm, das Handgelenk und den Daumen mit veloursartiger Außenseite, ausgestattet mit zwei ca. 25,5 cm langen und 1 cm breiten anatomisch vorgeformten, herausnehmbaren, lateralen Aluminiumschienen und einem ca. 25 cm langen und 2,8 cm breiten, einseitig löffelförmig geformten sog. Mittelhandstab. Die Vorrichtung wird mit vier unelastischen Klettverschlussgurten am Unterarm befestigt und bedeckt den Unterarm über das Handgelenk bis hin zu den Fingergrundgelenken. Zusätzlich ist die Ware mit einem frei positionierbaren, ankliebbaren, das Daumengrund- und Daumensattelgelenk teilumfassenden Stabilisierungselement mit Aluminiumbügel (Daumenfixierung) ausgestattet, welche mit einem Klettverschluss zur Fixierung am Daumen versehen ist. Alle Elemente sind anatomisch vorgeformt, herausnehmbar und individuell an den Patienten anpassbar (Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage).</p> <p>Die Ware dient dem Stützen und Halten des Handgelenks sowie des Daumengrund- und des Daumensattelgelenks bei Reizzuständen, schwerer Rhizarthrose, Karpaltunnelsyndrom und Kombinationsverletzungen von Handgelenk und Daumen, wird aber auch zur posttraumatischen bzw. präoperativen Ruhigstellung des verletzten Handgelenks und größerer Teile des Unterarms bzw. des Daumengrund- und des Daumensattelgelenks oder zur postoperativen Nachsorge von Frakturen des Unterarms und Metakarpus verwendet.</p> <p>Die Vorrichtung ist sowohl zum Stützen und Halten als auch zum Ruhigstellen bzw. zum Schutz eines verletzten Körperteils geeignet. Eine Hauptfunktion ist nicht ermittelbar. Deshalb ist die Handgelenkorthese ManuLoc Rhizo long in Anwendung der AV 3 c) in die letztgenannte Unterposition einzureihen.</p> <p>Die Ware wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkungen und Gelenkverletzungen" eingereicht.</p> <p>8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben</p> <p>ManuLoc Rhizo long Stabliorthese</p> <p>(vertraulich)</p>	

10 Die VZTA-Entscheidung ergibt auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen:

Beschreibung Produktinformationen Lichtbilder Muster und Proben Sonstiges

Ort Hannover Unterschrift

Datum 12.07.2018

Im Auftrag

(Debert)

