

**1 Erteilende Zollbehörde**

Bildungs- und Wissenschaftszentrum der  
Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin  
Grellstraße 18, 24  
10409 Berlin

**2 Unverbindliche Zolltarifauskunft  
für Umsatzsteuerzwecke**

ZT 0270 B - 33635/2012/1 - TB32

**3 Antragsteller (Name und Anschrift)**

DE4851285 / 0000  
Bauerfeind AG  
Triebeser Str. 16  
07937 Zeulenroda-Triebes

**4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls  
abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)**

DE4851285 / 0000  
Bauerfeind AG  
Triebeser Str. 16  
07937 Zeulenroda-Triebes

**Wichtige Hinweise**

Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind **unverbindlich**. Es kann aus dieser Auskunft **kein** Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.

**5 Datum der Erteilung**

2012/10/17

**6 Datum und Nummer des Antrags**

2012/06/05 -

**7 Einreihung in die Zollnomenklatur**      **9021 1010 00 1**

**Umsatzsteuersatz:**                                      **7%**

**8 Warenbeschreibung**

Sog. SecuTec Dorso mit Überbrückungspelotte, in Form einer Orthese, im Wesentlichen bestehend aus einer starren, anatomisch vorgeformten, ca. 40 cm x 21 cm großen Rückenplatte (sog. Überbrückungspelotte) aus Kunststoff, welche in zwei Einschubtaschen eines speziell geformten, ca. 1 cm dicken Schaumstoffpolsters gesteckt wird. Die Rückenplatte wird mittels Klettbindern an einen ca. 35 cm breiten, elastischen Strickgurt angebracht, in welchem insgesamt acht, anatomisch geformte, individuell anformbare Stabilisierungsstäbe in vier verschiedenen Größen und Formen aus Federstahl als Stabgitter in Taschen gelagert sind. Die Orthese ist mit 4 durch Klettverschluss einzustellenden, unelastischen Zugelementen zur weiteren Stabilisierung und individuellen Einstellung ausgestattet. An den Enden der im Bauchbereich zu schließenden Bandage befinden sich eine Einschubtasche und eine Schlaufe für die Finger zum leichteren Anlegen.

Zur äußeren Form siehe Abbildung in der Anlage.

Die Orthese stützt und stabilisiert die Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel und der unteren Brustwirbel und wird bei schwerer Lumboischialgie, Arthrose, Facettensyndrom, Lumbalsyndrom, Spinalkanalstenose, Spondylolisthese, nach Operationen sowie nach Wirbelfrakturen geringen Ausmaßes angewendet.

Die Orthese ist in einem Pappkarton verpackt.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.

**9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben**

vertrauliche Daten


**11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:**

Beschreibung  Kataloge  Fotos  Muster / Proben  Sonstiges

Ort      Berlin

Unterschrift      Im Auftrag

Datum      17. Oktober 2012

  
(Schumann)

