



1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 21858/2013/1 - TB36
3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes
Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2013/09/19
	6 Datum und Nummer des Antrags 2013/04/12 -
	7 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1090 00 0 Umsatzsteuersatz: 19%
8 Warenbeschreibung Sog. SecuTec Omo Stabilorthese, Art.-Nr. 12175050120+01, in den Ausführungen rechts und links erhältlich, im Wesentlichen bestehend aus einer mit abnehmbaren Polstern ausgestatteten Armauflage in Form einer stabilen Kunststoffhalbschale zur Aufnahme des angewinkelten Arms, mit einem in der Länge verstellbaren Metallbügel als Handauflage. Der Arm wird so seitlich am Körper fixiert. Die Armauflage mit drei unelastischen Klettverschlüssen ist im Neigungswinkel einstellbar und stützt sich auf der Beckenfassung in Form eines unelastischen Bauchgurtes mit einer patientenseitig gepolsterten Halbschale aus Kunststoff ab, so dass kein Schultergurt notwendig ist. Beide Komponenten sind fest mit einem stabilen Verbindungselement aus Kunststoff, welches die Einstellvorrichtungen (Knopf bzw. mit Kappen abgedeckte, drehbare Einstellmöglichkeiten, Schiebemechanismus für Höhenjustierung) beinhaltet, befestigt. Es kann ein wählbarer Abduktionswinkel von 0° bis 60° zur Entlastung des Sehnenapparates fest eingestellt werden. Die Innen-/Außenrotation kann bei jedem Abduktionswinkel per Knopfdruck (Rotationswinkel von 60° - 0° - 60°) angepasst werden. Mit den Zuggurten kann der Beckenumfangsdruck nach dem Anlegen reguliert werden. Der Bauchgurt wird mittels Klettverschlüssen mit Umlenkösen vor dem Bauch des Patienten geschlossen. Äußere Form siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient der Ruhigstellung des Schultergelenks u. a. postoperativ bei Ruptur der Rotatorenmanschette, Schulterprothesenimplantation, subcapitaler Humerusfraktur, SLAP-Läsion, AC-Ruptur oder posttraumatisch z. B. bei Schulterluxation. Die Ware wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen einschließlich Verrenkungen und Gelenkverletzungen" eingereiht.	
9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben vertrauliche Daten	
11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt: Beschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	
Ort Berlin Datum 19. September 2013	Unterschrift Im Auftrag  (Schumann) <div style="text-align: right;">  Seite 1 von 3 </div>