

<b>1 Erteilende Zollbehörde</b> Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	<b>2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke</b>  ZT 0270 B - 29308/2013/1 - TB005
<b>3 Antragsteller (Name und Anschrift)</b>  DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	<b>4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)</b> DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes
<b>Wichtige Hinweise</b>  Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind <b>unverbindlich</b> . Es kann aus dieser Auskunft <b>kein</b> Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	<b>5 Datum der Erteilung</b> 2013/09/27
	<b>6 Datum und Nummer des Antrags</b> 2013/05/22 -
	<b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b> <b>9021 1010 00 1</b>  <b>Umsatzsteuersatz:</b> <b>7%</b>

**8 Warenbeschreibung**

Sog. Spinova Immo Plus, in Form einer Multifunktionsorthese, die im Wesentlichen aus einer niederähnlichen Vorrichtung mit diversen Funktionselementen (Grundbandage, Schalensystem, Rückenkassette, Zuggurtungssystem, Bauchpelotte und Bauchverschluss) besteht.

Die sog. Grundbandage (Höhe ca. 34 cm) ist anatomisch geformt und besteht aus einem netzartigen Geflecht aus Spinnstoffen, in welchem elastische Federstahl-Korsettstäbe eingearbeitet sind. Sie bildet den Träger für alle stabilisierenden Elemente. Unter anderem für das Schalensystem, das aus zwei anatomisch vorgeformten, stabilen, biegsamen Halbschalen aus Kunststoff (Höhe ca. 35 cm) besteht und mit diversen Löchern und Schlitzern (für individuelle Umfangsanpassung) ausgestattet ist. Durch ein Schraubsystem werden beide Schalen miteinander verbunden. Zu den Stabilisierungselementen gehört zudem die sog. Rückenkassette (ca. 32,5 cm x 10 cm). Diese ist in sich flexibel und parallel zur Wirbelsäule angeordnet. Mit Hilfe der zwei herausnehmbaren, starren Aluminiumstäbe wird die Formgebung und somit die therapeutische Funktion der Rückenkassette bestimmt. Die Kassette stellt auch den Ankerpunkt für das Zuggurtungssystem dar. Durch Einhängen der Zuggurte in die Kassette, kann deren Positionshöhe variabel eingestellt werden. Die Länge der beiden Zuggurte kann mittels einem Gurtschloss mit Bandzugspeicher angepasst werden. Mit einem sog. Koppelschloss werden die Gurte bauchseitig an- bzw. abgelegt. Eine sog. Bauchpelotte (ca. 26 cm x 18 cm), bestehend aus einem anatomisch geformten Polster mit innenliegendem Kunststoffkern trägt ebenfalls zur Stabilisierung der Wirbelsäule bei. Die Orthese wird mittels eines anatomisch geformten Bauchverschlusses mit Mikroklett verschlossen und ist mit großen Fingertaschen ausgestattet. Durch einen Doppelklettverschluss ist der Verschluss mit der Grundbandage bzw. den Haltetaschen am Schalensystem verbunden. Zur äußeren Form siehe Abbildung in der Anlage.

Hauptsächlich dient die Spinova Immo Plus dem Stützen und Halten der Wirbelsäule (Entlastung durch Entlordosierung) u. a. bei Spondylarthrose, Facettensyndrom, Lumbalsyndrom, lumbalen Spinalkanalstenosen mit Paresen, Osteochondrose und nach Prolaps, kann aber auch bei erheblichen Frakturen der Lendenwirbelsäule eingesetzt werden.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereicht.


**11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:**

Beschreibung  Kataloge  Fotos  Muster / Proben  Sonstiges

Ort            Berlin

Unterschrift    Im Auftrag

Datum        27. September 2013

  
(Schumann)

