

# MASSBESTELLUNG


## EpiTrain®

BAUERFEIND.COM

161

161

Kommission \_\_\_\_\_  
 (z. B. Patientenname,  
 Patienten Kürzel) \_\_\_\_\_



**Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.**

- f' Oberarm: Den Umfang mindestens 10 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.
- f Oberarmansatz
- e Ellenbogenbeuge
- d Mitte Unterarmmuskel
- c Muskelansatz: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.

**Hinweise:**

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Innenseite des Armes genommen. Ausgangspunkt für die Ermittlung ist die Ellenbogenbeuge (e).

**E info@bauerfeind.com**

- F Deutschland +49 (0) 800 001 05 25
- F Österreich +43 (0) 800 44 30 131
- F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

**Kostenvoranschlag**

**Bestellung**

**Arm**

- rechts  links

**Farbe**

- titan  beige

**Extras\***

- Haftband (+3 cm zur Länge)

**Klettverschluss**

- oben\*\*  unten

**Angaben zum Patienten\*\*\***

- männlich  weiblich

- adipös  muskulös

Alter \_\_\_\_\_ Körpergröße \_\_\_\_\_

\* aufpreispflichtig

\*\* nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

\*\*\* optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

**Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.**



Stempel

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_