

MASSBESTELLUNG

GenuTrain®

141

141

Kommission _____
 (z. B. Patientenname,
 Patienten Kürzel) _____

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 001 05 25

F Österreich +43 (0) 800 44 30 131

F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

 Kostenvoranschlag
 Bestellung

	Umfang	Länge
	f ¹	e - f ¹
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ^e	e - b ^e

Knie
 rechts

 links

Farbe
 titan

 beige

Extras
 Haftband* (+5 cm zur Länge)

Klettverschluss*
 oben**

Angaben zum Patienten***
 männlich

 weiblich

 adipös

 muskulös

Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

*** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f¹ größer als 47 cm ist, dann unbedingt höher messen, mindestens bei e - f¹ = 17 cm. (zur Info: Länge e - f¹ Serie = 19 cm)

f Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f¹)

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies (ca. 5 - 6 cm unterhalb e)

c (größter) Wadenumfang

b^e unterer Bandagenabschluss
 Länge e - b^e mind. 12 cm (zur Info: Länge e - b^e Serie = 13 cm)

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) im Stehen messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
Der Abstand e - f¹ sollte nicht kürzer als der Abstand e - b^e sein.
- Ab einem Umfang von f¹ > 60 cm empfiehlt sich die Anbringung eines Noppenhaftbands.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____