

# MASSBESTELLUNG

## GenuTrain® P3

BAUERFEIND.COM

142

142

Kommission \_\_\_\_\_  
(z. B. Patientenname)


### E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49(0)800 0010525

F Österreich +43(0)800 44 30131

F Schweiz +41(0)56 485 8259

**short** (bis ca. 170 cm Körpergröße)

	Umfänge	Längen
	f <sup>1</sup>	e - f <sup>1</sup> = 18 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b <sup>°</sup>	e - b <sup>°</sup> = 15 cm

**Kostenvoranschlag**  **Bestellung**

### Knie

rechts  links

### Farbe

titan  beige

### Sitz des Korrekturzuges

Standard (lateral)  Abweichung (medial)

### Extras\*

Haftband (+5 cm zur Länge)

### Angaben zum Patienten\*\*

männlich  weiblich

adipös  muskulös

Alter: \_\_\_\_\_ Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

\* aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten

\*\* optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

### Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f<sup>1</sup> Oberschenkel / oberer Bandagenabschluss

f Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f<sup>1</sup>)


e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies, ca. 5–6 cm

c (größter) Wadenumfang

b<sup>°</sup> unterer Bandagenabschluss

**long** (ab ca. 170 cm Körpergröße)

	Umfänge	Längen
	f <sup>1</sup>	e - f <sup>1</sup> = 22 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b <sup>°</sup>	e - b <sup>°</sup> = 17 cm

### Hinweise:

- im Stehen, bei leichter Flexion (30°) messen
- Längenmaße an Beinaußenseite nehmen

### Bitte beachten Sie:

- min. Umfang f<sup>1</sup> = 39 cm
- min. Umfang f = 37 cm
- min. Umfang e = 30 cm
- min. Umfang b<sup>°</sup> = 28 cm

Stempel

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_