

MASSBESTELLUNG

GenuTrain® S Pro

BAUERFEIND.COM

144


144

Kommission _____
 (z. B. Patientenname,
 Patientenkürzel) _____

E info@bauerfeind.com
F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25
F Österreich +43 (0) 800 44 30 131
F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

Kostenvoranschlag

Bestellung

	Umfang	Länge
	f ¹	short: e - f¹ = 18 cm long: e - f¹ = 21 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b ^e	e - b ^e = 18 cm

Knie

links rechts

kurz / short
 (Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 18 cm)

lang / long
 (Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 21 cm)

Extras*

Haftband (+ 5 cm zur Länge)

Angaben zum Patienten**

männlich weiblich

adipös muskulös

Alter _____ Körpergröße _____

* aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten

** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel
 kurz / short-Version: Den Umfang bei 18 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.
 lang / long-Version: Den Umfang bei 21 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies

c Wadenumfang: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.

b^e Wadenumfang 18 cm unterhalb der Kniemitte (e)

Hinweise:

- Maßanfertigung nur in der Farbe titan.
- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
- Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die Long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,80 m empfohlen.
- Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich:
 f (14 cm oberhalb des Knies): mindestens 38 cm
 e (Kniemitte): mindestens 32,5 cm
 c (12 cm unterhalb des Knies): mindestens 28 cm



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____