

## PRESSEINFORMATION

Jetzt mit schenkellangem Unterstrumpf: VenoTrain ulcerotec von Bauerfeind

### **Ödemreduktion im Oberschenkel bei Ulcus cruris venosum**

**Für die Therapie venös-bedingter, chronischer Wunden ist das Kompressionsstrumpfsystem VenoTrain ulcerotec von Bauerfeind ab sofort auch mit schenkellangen Unterstrümpfen erhältlich. Diese Variante entlastet das komplette Bein der betroffenen Patientinnen und Patienten, wenn die Varikose und Ödemneigung bis in den Oberschenkel reicht.**

Chronische Beinwunden sind facettenreich und eine therapeutische Herausforderung. Die häufigste Ursache für nicht spontan abheilende Wunden ist das Ulcus cruris venosum, die schwerste Form der Chronisch-venösen Insuffizienz (CVI). Der anhaltende Rückstau des Blutes in den Venen verursacht Ödeme im Unterschenkel, die sich bei einem ausgeprägten Befund auch nach oben verlagern können. Die Betroffenen bemerken dann im Oberschenkel die typischen CVI-bedingten Beschwerden, wie ein Spannungsgefühl oder schwere Beine. Das bewährte Ulkus-Kompressionsstrumpfsystem VenoTrain ulcerotec von Bauerfeind ist dafür ab sofort auch mit schenkellangen Unterstrümpfen erhältlich.

#### **Komplexe und konstante Wirkung**

Um in dem fortgeschrittenen Krankheitsstadium den venösen Rückstrom zu verbessern, ist ein hoher Arbeitsdruck bei Bewegung und ein niedriger Ruhedruck im Sitzen und Liegen erforderlich. Der Unterstrumpf von VenoTrain ulcerotec – ob als Kniestrumpf oder in der neuen Oberschenkelvariante – sorgt für einen niedrigen, gleichmäßigen Ruhedruck und fixiert die Wundauflage. Er kann auch nachts getragen werden, ist bis 95° waschbar und aus besonders hautfreundlichem Material gefertigt. Jedes Set enthält für den hygienischen Wechsel zwei Unterstrümpfe. Tagsüber tragen die Patientinnen und Patienten zusätzlich den Oberstrumpf. Mit seinem patentierten Rhomboidgestrick nach dem Scherengitterprinzip lässt er sich in Querrichtung einfach aufdehnen und damit mühelos und schmerzfrei anlegen. Bei Bewegung leistet das Gestrick dann aktiven Widerstand und erbringt so den erforderlichen, hohen Arbeitsdruck. Aufgrund des konstanten

Anpressdrucks gewährt das Strumpfsystem im Vergleich zu einem Kompressionsverband eine gleichbleibend hohe Wirkung. Das verbessert nachhaltig die Funktion der Wadenmuskelpumpe, entlastet die Venen, fördert die Durchblutung der Haut und reduziert die Ödeme in den Beinen. VenoTrain ulcerotec ist für die akute Behandlung des Ulcus cruris venosum sowie zur Vorbeugung und therapeutischen Nachsorge geeignet. Die Strumpfkombination kann von erfahretem Fachpersonal in kurzer Zeit und auch vom Patient selbst angelegt werden. Die dezente Optik und das im Vergleich zum Verband verhältnismäßig dünne Material fördern die Compliance. Die Patienten können das Strumpfsystem unauffällig in normalem Schuhwerk tragen.

(2.669 Zeichen)

Zeulenroda-Triebes, 9. Juni 2021

#### **Bild und Bildunterschrift**



Für das Reduzieren von Ödemen im Oberschenkel ist VenoTrain ulcerotec von Bauerfeind jetzt auch mit schenkellangen Unterstrümpfen erhältlich.

#### **Weitere Informationen**

[www.bauerfeind.de](http://www.bauerfeind.de)

## **Kontakt**

Kirsten Göpel  
Produktkommunikation

Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes  
Tel. +49 (0)36628-66-16 50  
Fax +49 (0)36628-66-12 06  
Mail [kirsten.goepel@bauerfeind.com](mailto:kirsten.goepel@bauerfeind.com)