

PRESSEINFORMATION

Neu im Bauerfeind-Sortiment

Extern geführte Orthesen für Patienten mit Fußheberschwäche

Erstmals vertreibt Bauerfeind innovative Orthetik eines anderen Herstellers in Deutschland und erweitert sein Portfolio zur Unterstützung eines physiologischen Gangbilds: Die Xtern summit und Xtern frontier helfen Patienten mit Fußheberschwäche durch ihre starke Federwirkung funktionell beim Gehen. Die dynamischen Fußorthesen von Turbomed Orthotics werden mit Clips außen am Schuh befestigt. Sie bieten Trägern mehr Freiheit bei Bewegung und eine Wahl zwischen Sneaker, Arbeitsschuh, Stiefel oder auch Sandale.

Eine frühe Orthesenversorgung bei Peroneusparese kann dazu beitragen, das Risiko von dauerhaften Funktionseinschränkungen oder Folgeschäden durch Stürze und Schonhaltungen zu senken. Die dynamischen Fußorthesen Xtern summit und Xtern frontier intensivieren die Dorsalextension, um mehr Mobilität bei einem möglichst physiologischen Gangbild zu fördern. Sie sind aus leichtem Verbundwerkstoff gefertigt und stehen unter Vorspannung. Dadurch haben sie eine starke Federwirkung und bieten gleichzeitig eine hohe Flexibilität bei Bewegung. Sie unterstützen mit hoher Seitenstabilität beim Gehen auf unebenem Grund, Rückwärtslaufen sowie beim in die Hocke Gehen und sich Wiederaufrichten. Auch sportliche Aktivitäten sind damit möglich.

Flexible Konstruktion ohne starre Sohle

Die Xtern-Orthesen der kanadischen Firma Turbomed Orthotics werden außen am Schuh mit Clips befestigt und haben keine starre Sohle im Fußbett, die angepasst und regelmäßig nachbearbeitet werden müsste. Auch empfinden Patienten diese Sohlen oft als störend beim Abrollen des Fußes und bringen sie mit Druckstellen oder Blasen in Verbindung. Die Xtern summit und frontier können ohne direkten Hautkontakt am Unterschenkel getragen werden. Jegliche Schuhe mit einer

Fersenführung und Steg über dem Spann sind für das Clipsystem geeignet. Im Lieferumfang sind mehrere Clips enthalten, so dass Patienten morgens gleich zwischen verschiedenem Schuhwerk wählen, ihre Orthese daran festklicken und tagsüber einfacher zum Lieblingsneaker oder Wanderstiefel, in den Business- oder Arbeitsschuh wechseln können. Auch Sandalen können mit dem Clipsystem versehen werden. Diese Freiheit steigert die Akzeptanz, motiviert zu mehr Bewegung und unterstützt Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie und Bewegungstrainings.

Zwei Modelle für individuelle Versorgung auf Rezept

Die Xtern summit wird dorsal an der Wade angelegt und hat eine hohe Federwirkung. Die Xtern frontier liegt frontal am Unterschenkel an und ermöglicht einen einfacheren Einstieg. Ihr magnetisches Verschlusssystem kann einhändig bedient werden, was Patienten mit eingeschränkter Motorik der Hände das Anlegen erleichtert. Beide Orthesen sind im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet und können budgetfrei verordnet werden. Orthopädietechniker wählen mit Hilfe von Testorthesen zwischen drei Größen, die rechts und links getragen werden können. Bei der Erstversorgung können sie neben der Orthesenanpassung bis zu fünf Paar Schuhe mit den Clips ausstatten.

(3.014 Zeichen)

Zeulenroda-Triebes, 23. November 2023

Bildunterschriften

Xtern_summit_Produktbild: Die Xtern summit wird dorsal an der Wade angelegt und hat eine starke Federwirkung.

Xtern_frontier_Produktbild: Die Xtern frontier liegt frontal an für einen einfacheren Einstieg und hat einen praktischen Magnetverschluss.

Xtern_Schuhauswahl_1+2: Die Xtern-Orthesen werden mit Clips außen am Schuh befestigt und haben keine starre Sohle im Fußbett

Xtern_summit_Lifestylebild_Gehen_1-5: Die Xtern summit und frontier unterstützen ein physiologisches Gangbild und bieten viel Bewegungsfreiheit.

Xtern_summit_Lifestylebild_Alltag: Mehr Freiheit im Alltag: Patienten können die Xtern-Orthesen auch an Sandalen befestigen und tragen.

Kooperation Turbomed Orthotics und Bauerfeind AG

TurboMed® Orthotics wurde 2010 von François Côté und Stéphane Savard gegründet. Côté ist Ingenieur und selbst Patient mit Peroneusparese. Savard ist Unternehmer und ausgebildeter Orthopädietechniker. Seit 2015 vertreiben sie die von ihnen entwickelten Orthesen, die in Kanada gefertigt werden. Mit Bauerfeind sind sie eine Partnerschaft für Vertrieb und Marketing der Orthesen Xtern summit und Xtern frontier eingegangen. Turbomed Orthotics ist Hersteller und Inverkehrbringer, die Bauerfeind AG Importeur und Handelspartner für den deutschen Markt. Der Bauerfeind-Außendienst informiert und berät zu den patentierten Produktinnovationen, schult zur orthopädietechnischen Anpassung und stellt für die Versorgung spezielle Testorthesen des Herstellers zur Verfügung.

Weitere Informationen

www.bauerfeind-life.com

Kontakt Kundenservice Bandagen und Orthesen:

Tel. 0800-0 01 05 20*

Fax 0800-0 01 05 25

E-Mail info@bauerfeind.com

*kostenfreie Servicenummer für Anrufe aus Deutschland

Kontakt

Peggy Kajrjakow
Produktkommunikation

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. +49 (0)36628-66-17 40
Fax +49 (0)36628-66-12 06
peggy.kajrjakow@bauerfeind.com