

PRESSEINFORMATION

Einlagenreihe TRIactive Select von Bauerfeind

Neue Rohlinge mit TRIactive-Technologie

TRIactive, die Einlagenfamilie im Premiumbereich, bekommt ab sofort Zuwachs: *TRIactive Select*, eine besonders dünne, bearbeitungsarme Einlagenreihe. Sie ergänzt die höheren, bettenden Klassiker. Bei den Versorgungsoptionen hat der Fachhandel die Wahl: Individuell modifiziert sind die Rohlinge sowohl stützend, als auch bettend und weichpolsternd einsetzbar und auch abrechenbar.

Einlagenrohlinge mit TRIactive-Technologie stützen, dämpfen und führen die Füße gezielt mit verschiedenen festen Zonen, die für die markante Puzzle-Optik verantwortlich sind. Die neue Produktreihe *TRIactive Select* kombiniert diese bettende Funktionszonen-Deckschicht mit einem stützenden Kern und einer dünnen stabilisierenden EVA-Unterschicht. In dieser Zusammensetzung sind zwei Varianten – in mittelbreiter und breiter Normalschuhform – verfügbar. Außerdem sind seit September zwei Modelle mit folgenden Zusätzen erhältlich:

Weichbettung im Vorfuß

Der neue Rohling *TRIactive Select front relax* hat eine extra Weichbettung aus 2mm Globofit im Vorfuß bis zu den Zehenbeeren. Die fertigen

Das bekannte Wirkprinzip des Puzzles

Die TRIactive-Technologie in der Deckschicht der Einlagenrohlinge unterstützt ein physiologisches Gangbild und ermöglicht eine sehr gute Kraftübertragung: Das weiße, festere Material führt die Ferse beim Auftreten. Das dunkelblaue, mittelfeste Material stützt die Fußwölbungen beim Abrollen und das hellblaue, weiche Material reduziert die Druck- und Belastungsspitzen beim Abstoßen. Die verschiedenen Materialien sind irritationsfrei miteinander verbunden. Über die Optik und auch die Haptik beim Tragen der Einlagen kann der Fachhändler die Premium-Wirkung gegenüber den Patientinnen und Patienten leicht erklären.

Vielseitig einsetzbar und abrechenbar

Durch individuelles Modifizieren können die einzelnen Modelle als stützende Einlagen, Bettungseinlagen und Weichpolsterbettungseinlagen abgegeben und abgerechnet werden: Für die stützende Funktion ist der integrierte Kern verantwortlich. Er unterstützt die Gewölbestrukturen der Füße, sorgt für Stabilität und entlastet spezifische Fußstrukturen. Eine stoßdämpfende Wirkung haben die TRIactive-Rohlinge dank der stabilen Deckschicht und der darunterliegenden dünnen Stabilisierungsschicht. Damit erreichen sie das Versorgungsziel von bettenden Einlagen: Sie reduzieren Druck und Reibung und verteilen die Belastung besser auf die Füße. Weichpolsterbettungseinlagen sind vor allem dann indiziert, wenn für den Patienten eine Bettung mit gleichmäßiger und breitflächiger Lastumverteilung ohne Korrektur des

Bild und Bildunterschrift



TRlactive Select relax von Bauerfeind – einer der neuen flachen Einlagenrohlinge mit TRlactive-Technologie in der Deckschicht.

Weitere Informationen

www.bauerfeind.de

Kontakt

Kirsten Göpel
Produktkommunikation

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. +49 (0)36628-66-16 50
Fax +49 (0)36628-66-12 06
Mail kirsten.goepel@bauerfeind.com